

Fornitore Xiantao per personalizzato Calzature mediche monouso in TN non tessuto con banda elastica

La specifica di monouso calzature mediche

Materiale	PP, SPP, SBPP
Colore	bianca
Stile	Fatto a mano o fatto a macchina
Dimensione	15 "x 16", o come il tuo requisiti.
Confezione	10pcs / roll, 100pcs / bag, 1000pcs / ctn, o come vostra richiesta
Certificato	CE, ISO, FDA
Applicazione	Camera pulita, liquido medico, farmaceutico, non tossico maneggio, uso industriale e generale.

La caratteristica delle calzature mediche monouso in tessuto non tessuto

- 1) Senza lattice, ginocchio-alto, adatto per isolamento medico, trasformazione dei prodotti alimentari, produzione, costruzione e applicazione igienica.
- 2) morbido e conveniente, traspirante, ad alta resistenza, fornendo alta protezione.
- 3) Dimensioni della copertura dello stivale: 15 "x 16", o come le vostre esigenze.

Colore bianco, disponibile anche in molti colori

Pictrue di calzature mediche monouso in TN non tessuto

