

Xiantao fornitore per il peso elevato monouso pp foglio di scivolo paziente CE approvato

Il specifica per strato di scivolo paziente pesante del peso

Materiale	polipropilene
Colore	blu
Stile	Ultrasuoni tenuta termica, con foro nel lato di lunghezza
Dimensione	195cm * 85cm (può essere fatto secondo la richiesta del cliente)
Applicazione	Ospedale, emergenza centro, clinica
MOQ	5.000 pz
Prezzo	Negoziabile
Termini di pagamento	T/t, L/C, d/A, d/P, Unione occidentale, ESCROW, PayPal
Capacità di rifornimento	10, 000pcs/giorno, 1 * 40 HQ il contenitore può essere terminato in 15 giorni
Termine di consegna	Secondo la quantità, normalmente 30days dopo il deposito
Particolari dell'imballaggio	Sterile: 1 pz/sacchetto di plastica di carta, 50 pc/ctn Non sterilizzare: 1 pz/sacchetto, 50 PCS/CTN O come le vostre esigenze

Caratteristiche di PP foglio diapositiva paziente

- 1) Fatto di tessuti non tessuti di alta qualità, non tessuto SMS, pp, o PP + PE 60g-120g;
- 2) Con maniglia, facilmente utilizzato per il trasferimento del corpo del paziente;
- 3) Supporta fino a 300 libbre. Dimensioni: 85cm W x 195cm L

Foto di PP pesante peso foglio diapositiva paziente



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

