

## Caratteristiche del prodotto

1. Disponibile, morbido, cravatta nel collo e nella vita, polsini a maglione
2. cool e comodo da indossare.
3. Peso della luce, durevole
4. Resistenza al fluido
5. Haused in ospedale o clinica per la protezione
6. Materiale: PP non tessuto con rivestimento in PE
7. Colore: colore giallo
8. GRAM Peso: 35G

Il nostro vantaggio

1. Direttamente produttore
2. ISO13485, CE, certificato FDA

Capacità: 100, 000PCS / GIORNO, 1 \* 40HQ può essere terminata entro 10-15 giorni;  
4. OEM accettabile, servizio in 24 ore.

Gli abiti da isolamento monouso sono realizzati in materiale protettivo di isolamento ad alte prestazioni. Ampiamente utilizzato nella sicurezza medica protettiva, laboratorio di asettico, isolamento protettivo, fabbrica di elettronica mineraria, agricoltura alimentare allevamento biologico di biohazard animale e così via.

Con processi di due tipi: cucito e incollaggio termico ad ultrasuoni.

Caratteristiche del materiale

Abiti chirurgici non sterili protettivi PP + PE

È fatto con materiale PP + PE, senza lattice; Resistente all'abrasione; Fluido completamente impermeabile e repellente per alcolici.

Colore: giallo.

Peso materiale: 35GSM.

Legare sul collo, polsini a maglia, rinforzato.

Nome	Abiti isolanti monouso.
Materiale	PP + PE.
Stile	Legare sul collo, polsini a maglia, rinforzato
Dimensione	Dimensione libera
Colore	Giallo
Imballaggio	10pcs / box, 10 borse / ctn non sterile
Design di imballaggio	Tutta la scatola interna e la stampa di cartone possono essere come il tuo design
MOQ.	5000 pezzi
Campione	può essere fornito gratuito per il tuo controllo di qualità entro 3 giorni

Via di pagamento	T / T.
Tempi di consegna	Capacità: 100.000 pz / giorno, 1 * 40HQ può essere terminato entro 10-15 giorni;
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai.