

## Product details

### Introduzione del migliore esportatore per tute monouso sms

#### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

direttiva CE: 89/686 / CEE

Categoria: 3

Materiale: SMS

**tipo 5:** Protezione contro le sostanze chimiche presenti nell'aria di particelle solide

**tipo 6:** Protezione di limite contro la nebbia

**uso:** Le cure mediche e l'assistenza sanitaria, particolare sul posto di lavoro.

**1, cosa significa "tipo" significa?**

**2, Che cosa significa il marchio CE di indumenti protettivi dirmi?**

**3, che verifica tutto vestito di tenuta sono necessari per un indumento portando il marchio CE?**

**Si prega di consultare gentilmente le risposte alla fine di questa pagina.**

Questa tuta usa e getta SMS ha Fertures come di seguito:

1, Colore: blu

1, polsini elastici sono disponibili;

2, tuta con cappuccio;

3, due pezzi di stili;

4, nastro Adhesive disponibili;

5, la copertura singola o doppia sopra il nastro adesivo cerniera e sono disponibili;

6, cucito con cucitura del nastro (più opzione sul tavolo *OPZIONE OEM*);

7, gli standard di riferimento (categoria III)

(1), TIPO 5, EN 13982-1: 2004: DPI contro airborme solido;

(2), TIPO 6, EN 13034 + EN 468: DPI contro gli spruzzi di basso livello;

8, Realizzato in materiale SMS

### Specifiche del migliore esportatore di tute monouso sms

Nome	miglior esportatore per tute monouso sms, blu scuro e getta tuta da lavoro, Porcellana fabbricante due pezzi tute da lavoro SMS
Dimensione	S-5XL
materiale	SMS45g
Grammo	45g o come richiesta
MOQ	5,000pcs
Colore	BLU, ecc
Stile	Cappuccio 1.with non di avvio, 2 pezzi (pantaloni & amp; superiore) 2.Elastic nel polso e caviglie, elastico sul cofano, 5cm elastico intorno alla vita. cerniere 3.No, senza tasti e senza velcro sulla parte superiore. Aggraffatura nel mezzo della parte anteriore per la parte superiore.
Imballaggio	1suit / polybag, 50suits / CTN o come vostra richiesta
Tempo di consegna	1 * contenitore 40HQ può essere finito entro 15-20 giorni.
Caratteristiche	uso di protezione di sicurezza, peso leggero, comodo, flessibile, economico, Soft.
senso di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
Campione	Campione libero, può essere fornito gratuitamente per la qualità corrente bancario entro 2 giorni
certificati	ISO13485. CE, FDA, Type5 & amp; 6

applicazioni	utilizzato in sicurezza medica protettivo, laboratorio asettico, isolamento protettivo, fabbrica di elettronica di estrazione, cibo fabbrica fattoria degli animali di allevamento di rischio biologico e così via.
--------------	---

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

D: 1. Are you a producer or a commercial company, and when was your company founded?

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.

## The happy time with customers

