

Product details

il fornitore migliore qualità per camice antistatico usa e getta

vestiti medici monouso SMS in materiale idrorepellente SMS, Lattice-libera; abrasione-resistente; basso residuo di stoffa; con un elevato livello di repellenza fluido; una buona barriera al sangue, fluidi corporei e patogeni.

Colori disponibili: azzurro, blu, blu scuro

Specifiche di migliore fornitore di qualità per camice antistatico usa e getta:

Prodotto:	il fornitore migliore qualità per camice antistatico usa e getta, SMS vestiti medici monouso, commerci all'ingrosso ospedale monouso Abbigliamento SMS
Materiale:	sms
grammatura:	50 GRAMMI
Stile:	lungo maniche; maglia bracciale; collo in maglia con tre tasche; con bottone a pressione
Applicazione:	farmaceutica, settore medicale, laboratoriale, workshop
Colore:	Blu,
MOQ	5000pcs
Packaging:	5 o 10pcs / bag; 50 o 100pcs / CTN;
Conservazione:	Memorizzati in secca, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas
Modalità di pagamento:	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, IMPEGNO,
Altri servizi:	OEM e su misura per logo / marchio
Certificazione:	CE, ISO13485
Tempo di consegna	Capacity: 10,000pcs / giorno, 1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

D: 1. Are you a producer or a commercial company, and when was your company founded?

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.