

Product details

Introduzione del camice monouso personalizzati antistatico

abito usa e getta su misura anti-statico, la Cina il miglior abito medico usa e getta, fabbrica in Cina abiti da chirurgo usa e getta è realizzata in materiale idrorepellente polipropilene con PE rivestito, o Spunlace materiale con PE coated. With la buona funzione per l'alcool contro, il sangue contro, impermeabile, ecc

La confezione di camice monouso antistatico personalizzato

Sterile: sacchetto 1 pc / carta di plastica, 50 pc / CTN

Non sterilizzare: 5 pc / sacchetto, 50 PCS / CTN, o come vostri requisiti.

Specifiche di abito usa e getta su misura antistatico

Nome: abito usa e getta su misura anti-statico, la Cina il miglior abito medico usa e getta, fabbrica della Cina abiti da chirurgo usa e getta

Materiale: PP + PE45G

grammatura: 45 gsm

Chiusura: con chiusura a nastro, o con chiusura a velcro

Applicazione: per, chirurgica, farmaceutica, laboratoriale, settore medicale industriale

dimensione: S / M / L / XL / XXL / XXXL,

Colore: Verde, etc, opzionale

Imballaggio: Imballaggio normale: 1pcs / polybag, 50pcs / carton

Conservazione: Memorizzati in secca, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas

Certificazione: CE, ISO13485, FDA

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

D: 1. Are you a producer or a commercial company, and when was your company founded?

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.

