

## **Introduzione della tuta non tessuto usa e getta:**

non tessuto monouso complessiva realizzata in materiale idrorepellente polipropilene, lattice libero; resistente all'abrasione; bassa pelucchi, con un elevato livello di repellenza fluido.

Color: bianco, verde, blu, giallo, Arancio ecc

peso del materiale: 30-65gsm.

## **UNPPLICAZIONE:**

1. Per, chirurgica, farmaceutica, laboratoriale, settore medicale industriale
2. Per evitare la diffusione di fluidi corporei e contenuti schizzi di sangue e isolare polvere, particelle, alcool, sangue, batteri e virus invasore.
3. Ampiamente uso per l'officina senza polvere, clinica, industria per la protezione.

## **Imballaggio:**

Imballaggio: 5 pc / sacchetto, 50 pc / AG o 1 pc / sacchetto, 50 pc / ctn  
Il vostro logo aziendale può essere stampato sul sacchetto interno e cartoni.

## **Tabella di formato:**



ORDINARIATABELLADIFORMATO (Benvenuti dimensioni personaliizzate)

X  
X  
L  
A  
S  
E  
Z  
Z  
A  
P  
I  
S  
T  
O  
T  
o  
l  
l  
e  
r  
a  
n  
z  
a  
d  
i  
±  
2  
c  
m  
d  
e  
l  
l  
e  
d  
i  
m  
e  
n  
s  
i  
o  
n  
i

**Specifiche di indumento non tessuto usa e getta:**

Nome  Usa e getta nel complesso non tessuto

Materiale  PP non tessuto

Stile	Con / senza cappuccio, con / senza elastico in vita, con / senza di avvio può essere disponibile.
Dimensione	S-6XL
Colore	bianco, verde, blu, giallo, Rosa, rosso, grigio, nero, ecc
imballaggio	5pcs / box, 10 sacchi / CTN
l'imballaggio di disegno	all interno scatola e cartone stampa può essere come il vostro disegno
MOQ	5000 pezzi
Campione	può essere fornito gratuitamente per la qualità corrente bancario entro 3 giorni
Pagamento modo	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, IMPEGNO,
Tempo di consegna	Capacity: 10,000pcs / giorno, 1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;
FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

### **Immagine di tuta non tessuto usa e getta:**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL SUPPLY CO., LTD.

