

Specifiche del tappo bouffant usa e getta:

Nome dell'elemento:	cap bouffant usa e getta
MaterialeS:	PP non tessuto con PU elastico
Spessore	10-30g non-woven
Colore	Bianco blu, Giallo, rosa, verde ecc
Dimensione	18 ", 19", 20 ", 21", 24 ", eccetera.
imballaggio	100 pezzi / borse, 10 sacchi / CTN
Applicazione	per domestico, medico, alimenti, elettronica, industrie chimiche, ecc
Consegna	entro 30 giorni dal ricevimento della caparra
Payment termini:	T / T, L / C, Paypal, etc.
Conservazione	Memorizzati in secca, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas
Validity:	2 anni
Altri servizi:	OEM e su misura per logo / marchio
Certificazione	CE, ISO13485

Caratteristiche di tappo bouffant usa e getta:

1. monouso non-tessuto bouffant Tappi di alta qualità PP (10-30GSM) con PU elastico
2. Non irritante, vari testa è adatto, confortevole
3. Eco-friendly, traspirante, la salute, confortevole, non irritante, economico
4. Monouso non tessuto bouffant e clip di cap / mob è fatta di basso peso grammi tessuto non tessuto con Basso costo, adatto ad uso collettivo. È utilizzato principalmente per uso domestico e all'estero fabbriche elettroniche e prodotti alimentariS fabbriche, eccetera. Alcuni paesi utilizzano anche come cappuccio di protezione medica.

Immagine di tappi sbuffo usa e getta:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





FAQ:

(1) Sei un produttore o una società commerciale?

Siamo un fornitore situato nella città di Xiatao, Hubei. Benvenuti a visitare la nostra fabbrica.

(2) Posso ottenere campioni per qualità di prova? Piccolo ordine della traccia accettabile?

Sì, vorremmo inviare campioni per la valutazione. Piccolo ordine della traccia è inoltre accolto con favore.

(3) Si può offrire un servizio personalizzato?

dimensione Sì, personalizzato e di marca OEM disponibile.

(4) Qual è il tuo principali prodotti?

I nostri prodotti principali comprendono maschera monouso viso, tappo bouffant monouso, camice, camice chirurgico monouso, grembiule, copertura del pattino, tuta monouso, ecc

(5) Qual è il tuo tempo di consegna?

Di solito entro 15 giorni per il contenitore 20feet.

