

Caratteristica:

1. Stretto controllo standard di qualità con CE, ISO.
2. Made di alta qualità del materiale PP.
3. Vendite dirette in vigore con prezzi competitivi.
4. Roba estrena, consegna veloce, capacità produttiva stabile.
5. Esperienza di produzione di 10 anni.
6. oem è disponibile, diverse dimensioni, spessore, colori, loghi stampati, ecc.
7. Squadre di vendita professionale per servirti con tutto il cuore.

Imballaggio e spedizione:

1. PACCHETTO NORMALE: 1 PZ / BAG, 5 PZ / MID BAG, 600PCS / cartone.
2. MoQ: 10000 pz.
3. Port: Shanghai / Wuhan, Cina.
4. Disponibilità del campione: sì.
5. Tempo di consegna di 5 ° tempio: 3 giorni per l'ordine del campione, 25 giorni per l'ordine all'ingrosso.

Domande frequenti:

Sei un produttore o una società commerciale?

Siamo un produttore situato a Wuhan Hubei. Benvenuti a visitare la nostra fabbrica.

Quali certificati hai?

Abbiamo ottenuto il certificato ISO13485, FDA, CE.

Puoi offrire un servizio personalizzato, come il logo personalizzato sul prodotto, imballaggio interno personalizzato e cartone?

Sì, possiamo offrire un servizio personalizzato.

Puoi fornire campioni gratuiti?

Sì possiamo. Sono disponibili campioni gratuiti, ma la tassa postale dovrebbe essere pagata al tuo fianco.

Quali sono i tuoi prodotti principali?

I nostri prodotti principali includono maschera viso monouso, abito di isolamento, tuta, cappotto da laboratorio, abito chirurgico, tappo monouso, grembiule, copertura scarpa, ecc.

Perché scegliere noi:

1. Abbiamo superato la certificazione CE, FDA, ISO13485.
2. Benvenuto a qualsiasi requisito OEM.
3. Attrezzature avanzate e materiale professionale con oltre 10 anni di esperienza di esportazione.
4. Prodotti qualificati, 100% nuovo materiale di marca, cassaforte e sanitaria.
5. Abbiamo un sistema di controllo della qualità QC rigoroso.
6. Avere abbastanza esperienza e ha guadagnato un'elevata reputazione dai nostri clienti tutte le parole. Come America, Sud America, Europa, Sud-Est asiatico, Medio Oriente, ecc.

Elementi	Reggiseno non tessuto monouso		
Materiali	Nonwoven, SBPP, SMS, Spunlace, Cotton, Polyester		
Dimensione	Dimensione libera	Peso	25-50GSM.

Caratteristica:	traspirante, biodegradabile, riciclabile, ecologico, non tossico, morbido, confortevole, pulito, conveniente	Termini di pagamento	Tutti i termini di pagamento sono OK (danno priorità alla tua convenienza)
Cartone del pacchetto	1 pz / borsa, 5pcs / media borse, 600pcs / cartone	Applicazione:	Ospedale, viaggi, hotel, sauna casa, salone di bellezza, spa, neonati, periodo mestruale, puerpera, ecc
Capacità	50.000 PC / giorno		

https://www.china-disposable.com/products/disposable-kimono.html#.ymmoc_kzauk