

## Descrizione di camice da laboratorio bambino usa e getta:

1. Nome: camice da laboratorio bambino usa e getta
2. Applicazione: Ospedale, hotel, luogo resistente alla polvere, cibo / elettronica / laboratorio chimico
3. Materiale: 45g pp
4. Colore: Bianco, etc
5. Stile: maglia collare, pulsante polsino / frontale
6. Formato: S-XXXL dimensioni disponibili
7. Imballaggio: 5PCS / polybag, 50PCS / cartone e come si richiede
- 8.1 \* 20 "FCL: 50000PCS (tolleranza come diverse dimensioni e materiali)
9. Mini quantità: 10, 000PCS
10. Certificato: CE, FDA, ISO13485

## Caratteristiche di camice da laboratorio bambino usa e getta:

1.Non-irritante, proprietà antibatterica, buona resistenza alla trazione, che non lasci residui, traspirazione superiore ed antistatico, resistenza agli urti, morbido, comodo.

splatter 2.Against di materiale chimico e polvere solida.

camice 3.Usually non tessuto con l'effetto di luogo-polvere e anti-virus essere ampiamente utilizzato pubblica, l'industria medica, la pulizia dell'ambiente, fabbrica di elettronica, industria alimentare, la scuola e l'ospedale.

## Il nostro vantaggio:

1. produttore diretto, il prezzo di fabbrica;
2. 10.000 pezzi / giorno, possiamo concludere 1 \* 40 il contenitore del HQ in circa 15 giorni;
3. CE ISO approvato dalla FDA, qualità stabile
4. Servizio in 24 ore, il campione può essere finito in 2 giorni, campione gratuito.

## Specifiche del camice da laboratorio bambino usa e getta:

Materiale	non tessuto PP
peso del tessuto	45g, o potrebbe come vostra richiesta
Stile	collare maglia, polsino in maglia, senza tre tasche
Dimensione	S-6XL
Colore	bianco, verde, blu, giallo, rosa, rosso, grigio, nero, ecc
Imballaggio	5pcs / box, 50 sacchi / CTN, o come vostro requisito
progettazione di imballaggio	all interno borsa e cartone stampa può essere come il vostro disegno

applicazioni	di polvere seminario gratuito, ospedale, laboratorio, industria alimentare, elettronica produce e così via
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Immagini di monouso camice da laboratorio bambino:**





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

