

### Specifiche di bianco tuta usa e getta:

- 1.tuta usa e getta è realizzato in materiale protettivo isolamento ad alte prestazioni.
- 2.tute PP (2 pezzi Pantaloni & Amp; Top) con scollo a V INTERBLOCCATA
3. Con cappuccio non di avvio, 2 pezzi (pantaloni & amp; superiore)
4. Elastico in polso e caviglie, elastico sul cofano, 5cm elastico intorno alla vita.
5. Nessun cerniere, nessun tasto e senza velcro sulla parte superiore. Aggraffatura nel mezzo della parte anteriore per la parte superiore.
6. Materiale: molto morbido tessuto non tessuto PP, di colore bianco. Con il cambiamento Crouch.

### Size Chart usa e getta tuta bianca:

Taglia: M (Top 74x116cm, 106x112cm basso)  
Dimensioni: L (Top 78x124cm, 108x116cm basso)  
Dimensioni: XL (Top 82x130cm, 112x120cm basso)  
Dimensione: 2XL (Top 88x136cm, 120x124cm basso)  
Dimensione: 3XL (Top 94x142cm, 128x132cm basso)  
Dimensione: 4XL (Top 100x148cm, 136x138cm basso)  
Dimensione: 5XL (Top 106x154cm, 142x144cm basso)

### Descrizione di bianco tuta usa e getta:

Prodotto Nome	usa e getta tipo tuta 5 non tessuto
Materiale	pellicola microporosa
Peso netto	5.5kg / carton
Stile	collare Zipper
imballaggio	1piece per sacchetto di 50 pezzi per cartone
scatola di cartone	48 * 30 * 50cm, ecc
Applicazione	Utilizzato in clinica, ospedale, farmacia, ristorante, trasformazione dei prodotti alimentari, salone di bellezza, industria elettronica, etc.
MOQ	100cartons
Campione	Campioni gratuiti saranno preparati su richiesta
Capacità di fornitura	5000 cartoni al mese
Porto di carico	Wuhan o Shanghai
Termine di pagamento	T / T, L / C, D / P, D / A, WesternUnion, Paypal, impegno, ecc
Tempo di consegna	15 giorni o dipendono dalla quantità di ordine
Certificato	CE, FDA, ISO, Stile libero, ecc

### Dettagli Immagine di tuta bianca usa e getta:



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

