

Monouso blu tuta cerniera:

Monouso cerniera tuta blu è fatta da materiale personalizzato colore pp, potremmo anche fare altro colore su misura come richiesta. Questa tuta protettiva monouso è costituito da PP non tessuto materiale protettivo isolamento ad alte prestazioni. Solitamente stato utilizzato per prova della polvere in sicurezza medica protettivo, officina fabbrica e così via.

Vantaggi del prodotto:

1. L'usa e getta blu cerniera tuta è speciale in più mercato, e abbiamo potuto fare richiesta di colore personalizzato sa.
2. Il materiale non tessuto PP è il materiale ecologico, e rendere il corpo si sente copertura traspirante e leggero. E che fa anche la tuta di essere sicurezza per tutti di indossare, con nessuno stimolo per la pelle.
3. Normalmente, PFE (efficienza di filtrazione di particelle non oleose) \geq 30%. BFE (batteri efficienza di filtrazione) \geq (99%).
4. Il normale materiale non tessuto PP è ampiamente usato per prevetion polvere.

PP materiale non tessuto Caratteristiche:

Questo è realizzato in materiale idrorepellente polipropilene, lattice libero; resistente all'abrasione; basso residuo di stoffa; e con un elevato livello di repellenza fluido.

Il colore blu scuro è un colore personalizzato e abbiamo anche potuto fare l'altro colore come vostra richiesta:

Disponibile colore per sceglie: bianco, verde, blu, giallo, arancione e così via.

Normale gamma di peso Materiale: 30-65gsm.And potremmo fare l'altro materiale di peso come vostra richiesta.

Tranne il materiale non tessuto PP, forniamo anche il materiale di seguito per tuta protettiva usa e getta:

materiale 1.PP + PE

materiale 2. SMS

3. materiale microporoso

Specifiche di tuta traspirante e getta:

Materiale	PP materiale non tessuto
Peso	Molti di peso potrebbe come vostra richiesta
Stile	Lo stile di base normale, senza cappuccio e caricamento del sistema, con cerniera sul davanti, con il singolo collare
Dimensione	S-6XL, o come vostra richiesta campione
Colore	bianco, verde, blu, giallo, rosa, rosso, grigio, nero, ecc
Imballaggio	5pcs / box, 10 sacchetti / CTN, (imballaggio normale)
progettazione di imballaggio	Tutte le borse e cartoni interiore di stampa può essere come il vostro disegno

indicazioni	<p>1. Usually stato utilizzato per la protezione normale industriale. E potrebbe anche essere usato per, chirurgica, farmaceutica, laboratoriale, settore medicale industriale</p> <p>2. Per evitare la diffusione di fluidi corporei e contenuti schizzi di sangue e isolare la polvere, particelle, alcool, sangue, batteri e virus invasori in breve tempo.</p>
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

immagini del particolare del prodotto:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

