La proprietà diCoperture per sedia dentistiche monouso

Tutto Copertine della sedia sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:

- 1. Dimensione: Normalmente dimensioni: 150x75cm, sedia posteriore cuscino: 26 * 22 cm può essere personalizzato
- 2. Fatto di Non tessuto , morbido e confortevole, pulito e sanitario.
- 3. comodo e leggero, facile da utilizzo.
- 4.. Grande acqua repellente, Skin-friendly e comodo.

Le specifiche di Coperture per sedia dentistiche monouso

Nome	100% cotone; Spunlace non tessuto
Stile	150x75cm, poltrona posteriore cuscino: 26 * 22 cm, o altre dimensioni possono essere personalizzate
Colore	1Set / Bag, 25 Set / Carton , può essere personalizzato
scatola di cartone	28 * 22 * 33 cm
Applicazioni	2. 000 imposta
Campione	T / T, Paypal, L / C
Tempi di consegna	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

L'immagine di Coperture per sedia dentistiche monouso









