

[La proprietà di Coperture per sedie per dentistico](#)

Tutte Copertine della sedia sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:

1. Dimensione: Normalmente dimensioni: 150x75cm, sedia posteriore cuscino: 26 * 22 cm può essere personalizzato
2. Fatto di Non tessuto, morbido e confortevole, pulito e sanitario.
3. comodo e leggero, facile da utilizzo.
4. Grande acqua repellente, Skin-friendly e comodo.

[Le specifiche di Coperture per sedia dentale](#)

<u>Nome</u>	100% cotone; Spunlace non tessuto
<u>Stile</u>	150x75cm, poltrona posteriore cuscino: 26 * 22 cm, o altre dimensioni possono essere personalizzate
<u>Colore</u>	1Set / Bag, 25 Set / Carton , può essere personalizzato
<u>scatola di cartone</u>	28 * 22 * 33 cm
<u>Applicazioni</u>	2. 000 imposta
<u>Campione</u>	T / T, Paypal, L / C
<u>Tempi di consegna</u>	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

[L'immagine di Coperture per sedia dentale](#)

DISPOSABLE DENTIST CHAIR COVER

orient honest
MEDICAL EQUIPMENT



3PCS









orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

