

Descrizione di camice da laboratorio e getta:

1. Nome: No tessuto camice da laboratorio
2. Applicazione: Ospedale, hotel, luogo resistente alla polvere, cibo / elettronica / laboratorio chimico
3. Materiale: PP + PE
4. Colore: Bianco, verde, giallo, blu, rosa
5. Stile: elastico / bracciale a maglia, girocollo / con colletto, bottoni sul davanti / velcro, La personalizzazione è disponibile
6. Formato: S-XXXL dimensioni disponibili
7. Imballaggio: 5PCS / polybag, 50PCS / cartone e come si richiede
- 8.1 * 20 "FCL: 50000PCS (tolleranza come diverse dimensioni e materiali)
9. Mini quantità: 10, 000PCS
10. Certificato: CE, FDA, ISO13485

Caratteristiche di giacche e getta non tessuto:

1. Isolamento abito è fatto di materiale eccellente non tessuto da grande fornitore
2. non lasci residui, impermeabile, buona resistenza alla trazione, confortevole
3. traspirante, eccellente per dissipare il calore del corpo, contro splatter di

Stili di camice da laboratorio e getta:

- Collare, aperto e pulsanti
- Collare, elastico e pulsanti
- Collare, aperto e zip
- Collare, elastico e cerniera
- Collare, aperto e velcro
- Collare, elastico e velcro
- colletto e polsini in maglia, bottoni
- colletto e polsini in maglia, cerniera

Dettagli Immagine di camice da laboratorio dentale usa e getta:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



