

Cappotto di laboratorio non tessuto monouso

Caratteristiche del prodotto:

1. Dimensioni: S 96 * 140 * 57 cm M 100 * 144 * 57 cm L 104 * 148 * 57 XL 108 * 152 * 58
2. Con un alto livello di repellenza del fluido.
3. Made da SMS idrofobici, PP, PP + PE. CPE, materiale microporoso
- 4, senza lattice; resistente all'abrasione; Lancia bassa; fluido completamente impermeabile.
5. Progettato per una protezione ottimale, un uso confortevole.
6. Bianco, blu, verde, giallo, rosso può essere disponibile. Indicazioni I cappotti di laboratorio dentali monouso sono ampiamente utilizzati in abiti protettivi di sicurezza medica, abiti da laboratori asettici, isolamento protettivo, fabbrica di elettronica mineraria, agricoltura alimentare agricoltura biologico e così via.

I nostri vantaggi:

Direttamente produttore, mani di laboratorio dentali monouso, qualsiasi colore.

- 2, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS, Microporoso,
3. Capacità: 10.000 pz / giorno, 1 * 40HQ può essere terminata entro 10-15 giorni;
4. BARRIERA BARRIERA AL DESIGN BIGLIAMENTO FLUIDO E RUASSIBILE, OEM, servizio in 24 ore.

Specifiche di prodotto:

Numero di codice	Oh-4000.
Colore	Bianco, altri come blu, blu scuro ecc.
Materiali	SMS non tessuto 35GSM, portata di peso da 30 a 60 GSM È realizzato in tessuto non tessuto in polipropilene di polipropilene + tessuto non tessuto soffiato di fusione + tessuto antipasto in polipropilene, tessuto non tessuto, senza lattice, resistente all'abrasione, bassa lanugine, con un alto livello di repellenza fluido, una buona barriera a sangue, fluidi corporei e agenti patogeni.
Stile	Polsino e collo a maglia, anteriore con bottoni 4pcs, 2 tasche
Dimensione	S, m, l, xl, 2xl, 3xl, 4xl, 5xl (dettagli, puoi controllare sotto)
Imballaggio	5pcs / bag, 50pcs / ctn, 10pcs / bag, 10Bags / CTN, come richiesto
Il nostro standard	CE, ISO13485, FDA


Stile cappotto da laboratorio per il vostro riferimento

Aperto anteriore: con pulsanti, con cerniera, con nastro magico,

Cuff: con polsi aperti, con polsi elastici, con polsini a maglia,

Collar: con colletto singolo, con doppio colletto, con colletto a maglia,

Ulteriori: con tasche, senza / no tasche



Il nostro normale imballaggio:

1. PC / borsa, 50pcs / CTN, come le tue richieste
 2. Non sterile (disponibile sterile)
 3. Dimensione del cartone: 30 * 28 * 38 cm, 0,0475cbm come vostre esigenze
 4. Se si acquista 1x20gp, può caricare 861ctns, la quantità sarà 43050pcs
- Se si acquista 1x40HQ, può caricare 21140CLS, la quantità sarà 105700PCS

FAQ

1. Sei un produttore o una società di trading? Quando è stata fondata la tua azienda?

Sì, siamo direttamente produttori, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003.

2. Qual è il fatturato annuale per la tua azienda?

Negli anni passati, era intorno a 12 milioni di USD18 milioni, è ancora nella crescita.

3. Qual è il numero di dipendenti nella tua azienda?

La nostra fabbrica è di circa 380-400 lavoratori qualificati, 10 QC professionali per il controllo della qualità durante ogni processo e 10 vendite di int'l professionali con 3-8 anni di esperienza nel dipartimento commerciale Int'l.

4. Qual è la percentuale della distribuzione dei tuoi prodotti per locale ed esportazione?

Attualmente, il 90% per l'esportazione, il 10% per il locale.

5. Quali sono i principali paesi in cui si esporta?

Germania, Svizzera, Austria, Italia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Arabia Saudita, Cile, Messico, Perù, Brasile, Corea, Giappone, Thailandia e così via.

6. Potresti fornirci una panoramica della gamma dei prodotti che si producono specificamente?

La nostra fabbrica produce principalmente tutti i tipi di maschere viso monouso, tappi, rivestimenti, abiti chirurgici, cappotti da laboratorio, lenzuola, maniche a braccio, coperture per scarpe, tende chirurgiche, poncho pioggia, grembiuli e così via.

7. Quante linee di produzione ci sono per la tua principale gamma dei prodotti?

2 linee di produzione per tessuto PP, SMS, materiale PP / PE. 2 workshop senza polvere per prodotti sterili chirurgici 5 macchine tappi automatici e 5 macchine automatiche per scarpe. 10 macchine per maschera per la faccia automatica.

8. Qual è la tua capacità di produzione per la tua portata principale del prodotto?

Capacità della maschera del viso: 1000.000 pezzi / giorno. Turiata, abiti chirurgici, cappotto da laboratorio, capacità del lenzuolo: 10.000 pezzi / giorno. Caps Capacità: 200.000 pezzi / giorno. Ogni 1 * 40HQ può essere terminato entro 7-10 giorni.

9. La tua azienda ha qualsiasi sistema di gestione della qualità come il certificato ISO, IT o CE?

Sì, abbiamo il report CE, ISO13485, FDA, REACH, SGS e Nelson.

10. Posso ottenere i campioni gratuiti per il controllo della qualità? Quanto tempo posso averlo?

Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.

11. Possiamo stampare il nostro logo nei prodotti o nell'imballaggio?

Sì, tutti i prodotti possono essere personalizzati e tutti i pacchetti possono essere stampati come opere d'arte.

12. Qual è la data di scadenza dei tuoi prodotti?

Circa 3-5 anni.

13. Quali sono i tuoi normali termini di pagamento?

Per il primo ordine, 30% T / T in anticipo, il 70% sarà pagato prima del caricamento o del L / C. Possiamo discuterne ulteriormente dopo una collaborazione di volte.

14. Qual è il tuo MOQ di ciascun prodotto?

Maschera per il viso / tappi / coperchi da scarpa / a braccio a maniche lunghe Ogni MOQ: 50.000 pezzi. Vestiti e lenzuola MOQ: 5000 pezzi.

15. Come risolvi problemi di qualità se qualcuno?

La nostra fabbrica pagherà la massima attenzione a qualsiasi problema di qualità. Indagare profondamente la causa principale dei problemi e troveremo la soluzione migliore per evitare problemi futuri. Nel frattempo, corrisponderemo il risarcimento per i nostri clienti.





<https://www.china-disposable.com/products/yellow-color-disposable-isolation-gown.html#.ypqqm-gza-uk>