

Cappucci chirurgici non tessuti monouso per il medico

Specifica:

Materiale	PP, SPP, SBPP, SMS, SMMS, Microporoso
Colore	Bianco, Blu, Verde, Giallo, Rosso ecc
Peso del tessuto	PP 10-30GSM, SMS 30-65GSM, microporoso45-65GSM
genere	legami su
Elastico	Singola doppia
Dimensione	18 ", 19", 20 ", 21", 24 ".... ecc
Certificato	CE, ISO13485, FDA
Confezione	100 / borsa, 2000pcs / ctn o come vostre esigenze
Campione	Il campione può essere terminato in 2 giorni
Modello	cappuccio chirurgico monouso

Vantaggi:

1. Produttore di sicurezza, tappo monouso monouso, qualsiasi colore.
- 2, ISO, CE, buona protezione, senza lattice, facile respiro, eco-friendly,
3. Capacità: 200.000 pz / giorno, 1 * 40HQ può essere terminata entro 10-15 giorni;
4. Design dell'imballaggio OEM, servizio in 24 ore.