

Specifiche del monouso camice chirurgico sterile:

Nome:	Camice chirurgico monouso sterile
Materiale:	sms
grammatura:	30-60 gsm
Chiusura:	con chiusura a nastro, o con chiusura a velcro
Applicazione:	per, chirurgica, farmaceutica, laboratoriale, settore medicale industriale
Dimensione:	S / M / L / XL / XXL / XXXL
Colore:	Blu scuro, ecc, opzionale
Imballaggio:	Imballaggio normale: 1pcs / polybag, 50pcs / cArton
Conservazione:	Memorizzati in secca, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas
Certificazione:	CE, ISO13485

Size Chart di camice sterile usa e getta:

CHIRURGICO / ISOLAMENTO ABITO TAGLIE (Tabella di formato su misura è benvenuto)						
CENTIMETRO	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ALTEZZA	115	115	120	125	130	135
CASSA LUNGHEZZA	127	137	140	145	150	155

Stili di camice sterile usa e getta:

- abito operazione A.standard con bracciale a maglia
- abito operazione b.Standard con polsino elastico
- C.half rinforzato abito operazione con il polsino a maglia
- D.full rinforzato abito operazione con il polsino a maglia

Vantaggi del camice sterile usa e getta:

- 1.SMS: Privo di lanugine impermeabile, buona resistenza alla trazione, comfortabile.
- 2.Leggera, non irritante, proprietà antibatteriche, buona resistenza alla trazione, traspirazione superiore ed antistatico, resistenza agli urti, morbido, comodo.
- 3.Provide Un'ottima barriera al sangue potenzialmente infetti e altri fluidi corporei. contro splatter di materiale chimico e polvere solida.
- 4.Monouso sms abito chirurgico principalmente per il medico per il funzionamento, anche a disposizione da utilizzare in medici e visitatori della stanza di isolamento.
- 5.Disposable SMS abito chirurgico è il medico di abbigliamento più convenzionale, in grado di raggiungere gli standard di tutela della salute nel caso generale.

6.SMS: "Tre difese" (impermeabile, anti-alcool e anti-schizzi di sangue) di rispettare gli standard medici nazionali e internazionali.

Immagine di abito operare usa e getta:

