

## tappi chirurgia Introduzione:

tappi bouffant chirurgia sono realizzati in morbido tessuto non tessuto PP, cucito e lo stile automatico. caps chirurgia tappi infermiere non tessuti sono comodi per la protezione personale in ospedale o in altro luogo medica.

Anche i tappi chirurgici stile "sbuffo" è più comodo per chi ha i capelli più lunghi. Questa è una buona scelta, perché ha più spazio e non tiene il sudore contro il cuoio capelluto che può promuovere l'irritazione e prurito. Un chirurgo non può essere preoccuparsi di graffiare la sua testa durante l'esecuzione di un intervento chirurgico.

## Monouso bouffant chirurgica caps Vantaggi:

1. Capacità: respinge fluidi dal l'esterno.
2. Materiale: PP tessuto non tessuto.
3. Igiene e qualità in conformità con la CE, ISO13485
4. loghi dei clienti è accettato.
5. Diverse dimensioni e colori disponibili.
6. capelli completo che copre realizzato in morbida e confortevole, in fibra di luce polypropylene legato termicamente con un bordo elastico incapsulato.
7. Cap è compatto piegato in striscia facilmente aperta per modellare.
8. Con singolo o doppio elastico a disposizione, in forma pieghe o clip con i vari colori disponibili.

## Monouso chirurgici caps Indicazioni:

1. Adatto per elettronica produce, ristoranti, trasformazione dei prodotti alimentari, scuola, ospedale, ecc Ampiamente usato in clinica, ristorante ospedale, negozio di alimentari.
2. Sterile tappi usa e getta sono utilizzati per il personale medico ospedaliero clinici e pazienti.
- tappi monouso 3. Non-sterili possono essere utilizzati per officina senza polvere , ospedale, laboratorio, industria alimentare, elettronica fabbrica e così via.

## Monouso caps chirurgici Specifiche:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Materiale                | PP non tessuto  |
| Peso                     | 10-30g  |
| Stile                    | Elastic (lattice), singolo e doppio stile elastico, con il picco  |
| Dimensione               | 18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "   |
| Colore                   | blu (tutti i colori possono essere disponibili)   |
| imballaggio              | 100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN   |
| l'imballaggio di disegno | Tutti scatola e cartone stampa interno può essere come il vostro disegno  |
| formato della scatola    | 58x25x27cm  |
| applicazioni             | ospedale personale medico clinici e pazienti.<br>privo di polvere laboratorio , laboratorio, industria alimentare, elettronica produce e così via |
| MOQ                      | 100.000 PCS   |

## Dettagli Immagine di tappi chirurgici monouso:





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

