

Descrizione del grembiule monouso

1. polietilene di densità 1. Low o polietilene ad alta densità.
2. Available in diverse dimensioni.
3. Grade: non sterile.
4. Ampiamente usato nei campi di visita medica, cibo movimentazione, ristoranti, giardinaggio, la casa, ecc.

Controllo di qualità

1. Non cominciare a fare i prodotti fino alla conferma del campione.
2. L'imballaggio sarà a prova di acqua, impermeabile e sigillato

Vantaggio di fabbrica

il servizio 1. Offer OEM


2. Servizio veloce e la consegna di tempo
3. Alta qualità & Prezzo competitivo vi aiuterà a sconfiggere i tuoi concorrenti.
4. I campioni e le personalizzazioni disponibili.
5. pagamento rapido, pronta consegna e prezzo competitivo
6. Qualità stabile e migliore servizio post-vendita.
7. professionale QC per controllare la qualità del prodotto. Tutti i prodotti sono conformi alle internazionale standard di qualità come CE, ISO13485.
8. Hanno abbastanza esperienza e guadagnato una grande reputazione dai nostri clienti in tutto la parola. Come l'America, Sud America, Europa e Asia e così via.

Specifiche del grembiule monouso

Descrizione	grembiule monouso
Materiale	LDPE / HDPE / CPE
Peso	5g --- 25g
Spessore	0.01 ~ 0,045 millimetri
Stile	superficie gofrata o liscia
Dimensione	61 * 107 centimetri, 71 * 117 centimetri; 70 * 120cm, 80 * 140cm o su misura
Colore	bianco, trasparente, blu, rosso, verde o come vostro requisito

Imballaggio	100pcs / bag, 10 sacchetti / CTN o 100pcs / box, 10boxes / CTN.
Imballaggio design	all interno scatola e cartone stampa può essere come il vostro disegno
applicazioni	Ampiamente usato in campi di visita medica, la manipolazione degli alimenti, ristoranti, giardinaggio, la casa, ecc
MOQ	100.000 PCS
Campione	campione grembiule chirurgico può essere in dotazione gratuita per controllare la qualità all'interno di 3days
Pagamento termine	T / T, L / C, D / A, D / P / IMPEGNO
Consegna tempo	1 * 40HQ grembiule chirurgico può essere finito entro 25 giorni
FOB porta	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Immagini del grembiule





FAQ:

D: 1. Are un produttore o di una società commerciale, e quando è stata la vostra azienda fondata?

A: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo il nostro esportati società i diritti nel 2013.

D: 2. Qual è il numero di dipendenti presso la vostra azienda?

A: La nostra fabbrica è di circa 380-400 lavoratori qualificati, 10 di qualità del professionista per il controllo di qualità durante ogni processo e 10 vendite Int'l professionisti con 3-8 anni di esperienza nel dipartimento del commercio Int'l.

D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.

D: 5.Can stampiamo il nostro logo in prodotti o imballaggi?

R: Sì, tutti i prodotti possono essere su misura e tutto il pacchetto possono essere stampati come opere d'arte.