

## Chirurgico monouso mascherina

1. Produttore 1. Direttamente, maschere per il viso monouso, qualsiasi colore
2. EN14683, ISO, CE, FDA, BFE > 99%, tipo II / tipo Standard IIR.
3. Capacità: 1000.000 pz / giorno, 1 \* 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;
4. Laxet gratuito, facile respiro, eco-friendly, OEM Design di imballaggio

## La proprietà della maschera chirurgica usa e getta

Tutte le maschere sono realizzate con materiali di altissima qualità, offrono un'eccellente protezione e Comfort superiore:

- Questo prodotto contiene tessuti non tessuti, tessuti soffiati e naso clip - è anche comodo da indossare per molto tempo
- cravatta o anello dell'orecchio può scegliere

## Le specifiche del chirurgico monouso mascherina

<a href="#">Materiale del tessuto</a>	Layer 1: PP Non tessuto Layer 2: carta ad alta filtrazione Layer 3: PP Non tessuto
<a href="#">Stile</a>	cravatta o orecchio ciclo continuo
<a href="#">Dimensioni dimensioni</a>	17.5 * 9,5 cm
Peso del tessuto	20gsm + 25gsm + 20gsm.
Colore	bianco blu, verde, giallo, arancione, rosa, lilla, verde fresco, bordeaux, ecc
Certificato	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100000 pz.
Imballaggio design	può essere come il tuo design
Imballaggio	50 pz / box, 2000 PCS / CTN o come requisito
Capacità	1000.000 pz per giorno
Tempo di consegna	7-30 giorni
Applicazioni	Ospedale, laboratorio, Clinica, industria alimentare, laboratorio privo di polvere

## L'immagine della maschera chirurgica monouso





