

Tutto **Abito chirurgico monouso** sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:

- I materiali non rivestiti sono lisci e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle
- I livelli di costruzione altamente traspiranti rimangono freschi, anche durante lunghi casi
- vari stile può essere personalizzato in base ai tuoi diversi requisiti

Tessuto Materiale	Con velcro sul colletto, cravatta sui polsini a maglia a vita
Dimensioni S. ize	30-60G., c potrebbe Essere Come vostra richiesta
colore	ISO13485, FDA
MOQ:	può essere come il tuo design
Imballaggio	60.000. PC al giorno
Tempo di consegna	Laboratorio, clinica, Industria alimentare, workshop senza polvere, Ospedale

La foto di Abito chirurgico monouso





Ultrasonic seams
More firm and durable



Tie-On closure



Hook & Loop
closure



cover main parts with film



Elastic cuff



Knitted cuff

Multi materials for your choice



PP



SMS



Microporous



