

Product details

Caratteristiche di camice chirurgico monouso rinforzati

1. L'abito chirurgico è resistente, morbido, leggero, confortevole, all'abrasione e elettricità statica
2. Con tre funzioni di difesa: il sangue contro, l'alcool, anti statica.
3. abito chirurgico è appositamente rivestito per prevenire efficacemente nocivi, polveri ultrafini, acido ad alta densità inorganici, soluzioni alcaline e saline.
4. It è dimostrato che il camice chirurgico fornisce una protezione contro l'attacco di sangue, virus.

La confezione di camice chirurgico monouso rinforzato:

Sterile: sacchetto 1 pc / carta di plastica, 50 pc / CTN

Non sterilizzare: 5 pc / sacchetto, 50 pc / ctn

O come le vostre esigenze.

Specifiche del camice chirurgico monouso rinforzati

Nome:	camice monouso chirurgico rinforzato, SMS camice chirurgico con rinforzo strato, la Cina camice chirurgico con legami in vendita
Materiale:	sms
grammatura:	50 gsm
Chiusura:	con chiusura a nastro, o con chiusura a velcro
Applicazione:	per, chirurgica, farmaceutica, laboratoriale, settore medicale industriale
dimensione:	S / M / L / XL / XXL / XXXL,
Colore:	Verde, blu, ecc, opzionale
Imballaggio:	Imballaggio normale: 1pcs / polybag, 50pcs / carton
Conservazione:	Memorizzati in secca, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas
Certificazione:	CE, ISO13485, FDA

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

D: 1. Are un produttore o di una società commerciale, e quando è stata la vostra azienda fondata?

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.