

usa e getta bianco camici introduzione:

1. non tessuto dei pp con antistatico
2. 20-60g / m2 di peso
3. elastico maglia polsino // aperto
4. manica lunga / corta
5. Direttamente produttore, camici monouso, tutti i colori
6. Capacità: 10.000 pezzi / giorno, 1 * 40HQ può essere rifinito in 10-15 giorni
7. Buona barriera al liquido e traspirante, OEM imballaggio design, servizio in 24 ore
8. Abbiamo certificazione CE, FDA e ISO 9001

Monouso camice bianco Caratteristiche:

1. Scegliere dei migliori non tessuto fornendo barriere affidabili e selettivo di batteri, sangue e altri liquidi.
2. impermeabile, buona resistenza alla trazione che non lasci residui, confortevole, traspirante. Eccellente per dissipare il calore del corpo, antistatica, contro splatter di liquido
3. Grandi effetti anti-batteriche, di protezione dei lavoratori contro l'esposizione a diverse particelle di sostanze inquinanti e insetticidi, ecc

Monouso Camice da laboratorio Caratteristiche Materiale:

PP camice monouso in materiale polipropilene idrorepellente, senza lattice; resistente all'abrasione; basso residuo di stoffa; con un elevato livello di repellenza fluido.

Monouso visitatore Coat Specifiche:

Prodotto:	camici bianchi monouso
Materiale:	PP non-woven
grammatura:	20-50gsm
Stile:	lunghe o corte maniche; polsino elastico o maglia; risolto / stand / rotondo / collo in maglia opzionale con / senza tasca; con bottone a pressione o chiusura in velcro
Applicazione:	farmaceutica, settore medicale, laboratoriale, workshop
Colore:	Blu , bianco, blu scuro, ecc, opzionale
MOQ	5000pcs
Packaging:	5 o 10pcs / bag; 50 o 100pcs / CTN;
Conservazione:	Memorizzati in secca, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas
Modalità di pagamento:	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, IMPEGNO,
Altri servizi:	OEM e su misura per logo / marchio
Certificazione:	CE, ISO13485
Tempo di consegna	Capacity: 10,000pcs / giorno, 1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;

Dettagli Immagine di camice bianco da laboratorio e getta:

