

Product details

Descrizione di camice uniformi SF antistatico

1. Materiale: SF50G
2. Colore: Bianco,
3. Stile: polsino elastico, con colletto, bottoni sul davanti, con le tasche
4. Formato: S-XXXL dimensioni disponibili
5. Imballaggio: 5PCS / polybag, 50PCS / cartone e come si richiede
- 6.1 * 20 "FCL: 50000PCS (tolleranza come diverse dimensioni e materiali)
7. Mini quantità di ordine: 5000PCS
8. Certificato: CE, FDA, ISO13485

Il nostro vantaggio:

produttore 1.Directly, camici monouso, tutti i colori.

2, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS, microporosa,

3.Capacity: 10,000pcs / giorno, 1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;

4.Good barriera per fluidi e traspirante, OEM imballaggio di disegno, il servizio in 24 ore.

5.Monouso Camice da laboratorio è realizzato in materiale protettivo isolamento ad alte prestazioni.

specifiche del camice uniformi SF antistatico

Materiale	pellicola microporosa SF
grammatura	50g, potrebbe come vostra richiesta
Stile	Con collo, ganci nella parte anteriore, polsino elastico, con le tasche
Dimensione	S-6XL
Colore	bianco, ecc
Imballaggio	5pcs / box, 50 sacchi / CTN, o come vostro requisito
progettazione di imballaggio	all interno borsa e cartone stampa può essere come il vostro disegno
applicazioni	laboratorio privo di polvere, ospedale, laboratorio, industria alimentare, elettronica produce e così via

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

D: 1. Are you a manufacturer or a commercial company, and when was your company founded?

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.