

Product details

Vantaggio di manica del braccio impermeabile usa e getta

1. Buona protettiva, leggera, priva di lattice.
2. Utilizzare la tecnologia di cucito, uso comodo.
3. Materiale: 45g SMS,
colore 4.Available: bianco,
5. Formato standard: 20 * 40cm, 20 * 44 centimetri, 20 * 60cm
attaccamento 6.Elastic al fine sia di dare una misura sicura sul braccio

Specifiche del manicotto del braccio impermeabile usa e getta

descrizione	manica del braccio di protezione monouso in plastica in fabbrica senza polvere
Materiale	sms
Peso	45g
Stile	con stile elastico e maglia polsino
Dimensione	20 * 40cm, 20 * 44 centimetri, 20 * 60cm
Colore	bianco, verde, blu, giallo, rosso
imballaggio	100pcs / bag, 10bags / CTN
l'imballaggio di disegno	all interno scatola e cartone stampa può essere come il vostro disegno
formato della scatola	40 * 20 * 32 centimetri
applicazioni	Ampiamente usato in ospedale, fabbrica di prodotti alimentari e laboratorio senza polvere
MOQ	5000 PCS
Campione	braccio di protezione sleev può essere fornito gratuitamente per il controllo la qualità all'interno di 3days
Termine di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P / IMPEGNO
Tempo di consegna	1 * 40 HQ maschera contenitore monouso viso può essere finito in 15 giorni
FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Product display





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

D: 1. Are you a producer or a commercial company, and when was your company founded?

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.