

Particolari rapidi di tute bianche monouso con copertura bagagliaio:

materiali: microporosa SF

Color: Bianco, eccetera.

Spessore: 50gsm o più spesso da request

Formato: S, M, L, XL, XXL, XXXL, etc.

Stile: chiusura anteriore con cerniera, Elastico da polso / vita / caviglia, con cappuccio, con gli stivali

Pacchetto: 1 pco 5 pezzi/ Bag, 50 pc / carton

MOQ: 5.000 pezzi

Vantaggi del prodotto:

1. pellicola porosa, protezione contro le particelle solide, liquide traspirante micro non pericolosi proteggono, e maschere, cappuccio, o soprascarpe possono essere forniti come sopra..
2. sensazione morbida mano. Sicurezza per indossare, nessuno stimolo per la pelle.
3. Fornire le barriere affidabili al vapore acqueo o di sangue e altri fluidi.
4. Può prevenire l'inquinamento e la superficie di questa vestiti, senza macchie.

indicazioni:

La permeabilità è forte, antistatico; Meglio permeabilità, in una varietà di solventi organici, acidi e alcali resistenza alla corrosione, allo stesso tempo, con elevata resistenza agli urti meccanici proprietà della durezza, consistenza morbida, confortevole non comburente non non tossico irritante, innocuo per la pelle.

Di più Indicazioni:

Materiale	pellicola microporosa, SF
Peso	50gsm.Potrebbe come vostra richiesta,
Stile	Con cappuccio, polsino elastico, alla caviglia, con copertura bagagliaio

Dimensione	S-6XL particolari di formato potrebbe come vostra richiesta.
Colore	bianca
Imballaggio	5pcs / box, 10 sacchi / CTN
progettazione di imballaggio	all interno borsa e cartone stampa può essere come il vostro disegno
applicazioni	privo di polvere laboratorio, ospedale, laboratorio, industria alimentare, elettronica produce e così via

Immagini del prodotto:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

