

Descrizione dei medici cappelli scrub chirurgico:

Nome del prodotto:	produttore medico chirurgo tappo Cina, ospedalieri tappi sbuffo chirurgico, medico cappelli scrub chirurgico	Materiale:	PP non tessuto
Colore:	bianco (altri colori può essere disponibile)	Stile:	singolo elastico
Dimensione:	19 "	grammatura:	PP10g

I vantaggi di medici cappelli scrub chirurgico:

elastico 1.Pleated intorno, ampio spazio per i capelli lunghi. Può impedire i capelli che cadono per evitare possibili problemi.

2.Used negli ospedali e nelle camere bianche.

3.Breathable, non assorbente, la durata

4.non tessuto PP, economico, elegante e bello.

Indicazioni di medici cappelli scrub chirurgico:

I cappelli macchia chirurgici medici sono utilizzati per il personale medico ospedaliero clinici e pazienti. E i tappi monouso non sterili possono essere utilizzati per officina senza polvere , ospedale, laboratorio, industria alimentare, elettronica fabbrica e così via.

Specifiche del produttore medico chirurgo cappuccio Cina:

Materiale	PP non tessuto
grammatura	10g
Stile	singolo elastico
Dimensione	19 ", etc.
Colore	bianco, (altri colori possono essere disponibili)
imballaggio	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN
l'imballaggio di disegno	Tutti scatola e cartone stampa interno può essere come il vostro disegno

formato della scatola	58x25x27cm
applicazioni	Per l'ospedale il personale medico clinici e pazienti. privo di polvere laboratorio , laboratorio, industria alimentare, elettronica produce e così via
MOQ	100.000 PCS

Immagini del particolare di produttore medico chirurgo cappuccio Cina:



