### Descrizione dei medici cappelli scrub chirurgico:

Nome del prodotto:	produttore medico chirurgo tappo Cina, ospedalieri tappi sbuffo chirurgico, medico cappelli scrub chirurgico	Materiale:	PP non tessuto
Colore:	bianco (altri colori può essere disponibile)	Stile:	singolo elastico
Dimensione:	19 "	grammatura:	PP10g

#### I vantaggi di medici cappelli scrub chirurgico:

elastico 1.Pleated intorno, ampio spazio per i capelli lunghi. Può impedire i capelli che cadono per evitare possibili problemi.

- 2.Used negli ospedali e nelle camere bianche.
- 3.Breathable, non assorbente, la durata
- 4.non tessuto PP, economico, elegante e bello.

### Indicazioni di medici cappelli scrub chirurgico:

I cappelli macchia chirurgici medici sono utilizzati per il personale medico ospedaliero clinici e pazienti. E i tappi monouso non sterili possono essere utilizzati per officina senza polvere, ospedale, laboratorio, industria alimentare, elettronica fabbrica e così via.

## **Specifiche del produttore medico chirurgo cappuccio Cina:**

Materiale	PP non tessuto	
grammatura	10g	
Stile	singolo elastico	
Dimensione	19 '', etc.	
Colore	bianco, (altri colori possono essere disponibili)	
imballaggio	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN	
l'imballaggio di disegno	Tutti scatola e cartone stampa interno può essere come il vostro disegno	

formato della scatola 58x25x27cm	
Ianniicazioni	Per l'ospedale il personale medico clinici e pazienti. privo di polvere laboratorio , laboratorio, industria alimentare, elettronica produce e così via
MOQ	100.000 PCS

# Immagini del particolare di produttore medico chirurgo cappuccio Cina:



