

1. Materiale: PP Non tessuto / PP + PE / SMS
2. Stile: singolo elastico, doppio elastico
3. Peso gram: 10G-20G
4. Colore: bianco, blu, verde ecc.
5. Certificato: CE, ISO 13485, approvato dalla FDA

#### Parametro del prodotto

Materiale	SPP / PP + PE / SMS
Peso	10-20GMS.
Stile	singolo elastico, doppio elastico
Dimensione	18 ', 19', 20 ', 21'
Colore	Bianco, Verde, Blu ecc
Imballaggio	100pcs / bag, 2000pcs / cartone
Design di imballaggio	Tutte le borse interne e la stampa di cartone possono essere come il tuo design
Dimensione del cartone	Standard
Applicazioni	Ospedale, spa, bellezza ed ecc.
MOQ.	100000 PCS.
Campione	Può essere fornito gratuito per il tuo controllo di qualità entro una settimana
Termine di pagamento	T / T, L / C
Tempi di consegna	Come tua quantità (possiamo finire 100.000 PC al giorno)
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

#### Vantaggio del prodotto

Cena morbida e confortevole

A prova di polvere

Resistenza all'acqua

Materiale rispettoso dell'ambiente

#### Immagine del prodotto

#### Tempi di consegna

In 15-25 giorni dopo la conferma del deposito di ricezione

Produttività

100.000 PC al giorno

Imballaggio

100pcs / bag, 2000pcs / cartone

100 pz / borsa, 1000pcs / cartone

Porto di spedizione

Porto di Wuhan / Shanghai / Ningbo o qualsiasi altro porto in Cina