

verde Maschere mediche a 3 strati con clip interna per le orecchie Maschere chirurgiche a 3 strati bfe > 95%

monouso la maschera chirurgica è composta da 3 strati, gli strati interni ed esterni non sono in PP tessuto, mezzo lo strato è carta da filtro di alto livello 99. Con stile Ear-loop.

Vantaggi della maschera chirurgica usa e getta

1. disposable Dimensione maschera: 17,5x9,5 cm, 3 VELI.
2. Molto bassa resistenza alla respirazione, esente da odori estranei, senza alcuno stimolante sensazione.
3. Il nasello può essere adattabile, confortevole, senza fibre di vetro, privo di lattice.
4. BFE (efficienza di filtrazione dei batteri)  $\geq 95\%$  (99%).
5. Utilizzare la tecnologia di saldatura ad ultrasuoni, indossare comodamente.
6. bianco, blu, verde, rosso, rosa, giallo possono essere disponibili.

indicazioni per maschere chirurgiche monouso

1. I prodotti sterili sono utilizzati per il personale medico clinico ospedaliero e per i pazienti.
2. I prodotti non sterili possono essere utilizzati senza polvere officina, ospedale, laboratorio, industria alimentare, elettronica e così via sopra.
3. Per prevenire la diffusione di fluidi corporei e il contenuto di schizzi di sangue e isolare polvere, particelle, alcol, sangue, batteri e virus che invadono.

maschera chirurgica usa e getta normale imballaggio

- 1, non sterile, 50 pezzi / scatola, 2000 pezzi / ctn, dimensioni cartone: 52x38x30 cm,  
1 \* 20 piedi carico: 500 cartoni, carico 1 \* 40HQ: 1150 cartoni.
- 2, Sterile, 1 pz / borsa, 50 sacchetti / scatola, 1000 pz / ctn, dimensioni cartone: 52x19x30 cm

maschera chirurgica monouso Specifiche

Descrizione	Maschere chirurgiche monouso per l'igiene dei dentisti
Materiale	3 strati, PP non tessuto 20 g + filtro 20 g + pp non tessuto 25 g
Peso	20 + 20 + 25g (confortevole, senza fibre di vetro, senza lattice.)
Stile	Elastico anello per l'orecchio (senza lattice)
Taglia	17,5x9,5 cm (adulto)
Colore	bianco, verde, blu, rosa, giallo, rosa, arancione, viola, rosso (all i colori possono essere disponibili)
Imballaggio	Non sterile: 50 pezzi / scatola, 2000 pezzi / ctn
progettazione dell'imballaggio	Tutta la scatola interna e la stampa su cartone può essere il tuo design

dimensione del cartone	52x38x30 cm
Applicazioni	ospedale personale medico clinico e pazienti. officina senza polvere, laboratorio, industria alimentare, elettronica produce e così via
MOQ	5000 PC
Campione	Può essere fornito gratuitamente per il controllo della qualità entro una settimana
Termine di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P / IMPEGNO
Tempo di consegna	come te quantità (possiamo finire 1 milione di pezzi al giorno)
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

