

## Product details

### Caratteristiche di SMS camice chirurgico:

1.SMS:, Impermeabile, buona resistenza alla trazione, confortevole privo di lanugine.

2.Light-peso, non irritante, proprietà antibatterica, buona resistenza alla trazione, traspirabilità Superior e anti-statico, resistenza all'urto, morbido, comodo.

3.Provide un'ottima barriera al sangue potenzialmente infetti e altri fluidi corporali. contro splatter di materiale chimico e polvere solida.

4.Disposable SMS abito chirurgico è il medico di abbigliamento più convenzionale, può raggiungere la salute

standard di protezione nel caso generale.

5.SMS: "Tre difese" (impermeabile, anti-alcool e anti-schizzi di sangue) per conformarsi alla standard medici nazionali e internazionali.

### Dettagli Informazioni di SMS rinforzato camice chirurgico:


Nome:	SMS verde rinforzato impianto camice chirurgico, Camice ospedaliero operatoria sterile, imballaggio sterile rinforzato camice chirurgico
Materiale:	sms
grammatura:	50 gsm
Chiusura:	con chiusura a nastro, o con chiusura a velcro
Applicazione:	per, chirurgica, farmaceutica, laboratoriale, settore medicale industriale
dimensione:	S / M / L / XL / XXL / XXXL
Colore:	Verde, blu, ecc, opzionale
Imballaggio:	Imballaggio normale: 1pcs / polybag, 50pcs / carton
Conservazione:	Memorizzati in secca, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas
Certificazione:	CE, ISO13485, FDA

## Tabella di formato:

### CHIRURGICO / ISOLAMENTO ABITO TAGLIE (Tabella di formato su misura è benvenuto)

CENTIMETRO	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ALTEZZA	115	115	120	125	130	135
CASSA LUNGHEZZA	127	137	140	145	150	155

## Schema di SMS:



Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

- 1, campione gratuito.
- 2, piccolo ordine accettabile;
- 3, i termini L / C, T / T, D / P disponibili;
4. FOB, CNF, CIF, EXW disponibili;
- 5, prezzo competitivo e stabile perché siamo fabbrica.
- 6, prodotti qualificati. 3 ° controllo prodotti parte è accettabile.
- 7, il servizio OEM. Altre opzioni di materiale, modello, dimensioni e imballaggio;
- 8, la consegna tempestiva. Il miglior tempo di consegna è 25-30 giorno per un contenitore 40HQ.
- 9, servizio di esportazione professionale. La documentazione, di liquidazione, il trasporto via mare, tutto in uno.
- 10, buon servizio post vendita. Prendiamo lamentele di cura come vorremmo essere il vostro fornitore a lungo termine!