

Basta di riscaldamento medica non tessuta di buona qualità coperta intrecciata non intrecciata

La coperta medica non tessuta usa e getta è fatta di non tessuto e polietser di lato.

Fornisce calore e comfort durante le emergenze di pronto soccorso

Ampiamente utilizzato per l'uso a singolo paziente

Perfetto per uso di emergenza, kit di pronto soccorso, centri di cure urgenti, ospedali e altre strutture di assistenza medica

Questo materiale è privo di lattice

Materiale:

100% poliestere all'interno, esterno pp non tessuto

Funzione: usa e getta, impermeabile

Tipo:

foglio piatto, coperte co-e-amiche

Forma: rettangolare

Modello: strisce

Usa: hotel, usa e getta, ospedale

is\_customized: sì

Peso: 220-700G, 220-700G

Stagione: quattro stagioni

Nome prodotto: coperta medica usa e getta

Parole chiave: usa e getta

Colore: blu, bianco o personalizzato

Tessuto: 100% polietser □ pp non tessuto

Uso: compagnia aerea, ospedale, casa di cura

Logo: accetta il logo personalizzato

Design: accetta progetti personalizzati

PACCHETTO: 1pc/Poly Bag



110 X 190cm  
200g  
羽绒被