

tutto [copertura di avvio](#) sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:

- I materiali non fodera sono liscia e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle

- vari stile può essere personalizzato in base ai tuoi diversi requisiti

Nonwoven
Con elastico
36 * 55 cm può essere personalizzato in base alla tua richiesta
Colore blu
ISO13485, FDA, CE.
10000. PCS.
Può essere come il tuo design
100pcs / bag, 1000 pz / cartone, o Come vostro requisito
60.000. PC al giorno
7-30 giorni
Laboratorio, clinica, Industria alimentare, Workshop senza polvere

La foto di [Cover stivale in PP monouso ospedaliero non tessuto](#)







