

## Descrizione di uso ospedaliero cappotto tessuto laboratorio:

1. Materiale: PP50g
2. Colore: verde,
3. Stile: maglia collare, pulsante polsino / frontale
4. Formato: S-XXXL dimensioni disponibili
5. Imballaggio: 5PCS / polybag, 50PCS / cartone e come si richiede
- 6.1 \* 20 "FCL: 50000PCS (tolleranza come diverse dimensioni e materiali)
7. Mini quantità: 10, 000PCS
8. Certificato: CE, FDA, ISO13485

## Caratteristiche di ospedale utilizzano camice da laboratorio non tessuto:

cucire 1.Hand, di colore verde, polsino knitted e collare con tasca.  
2.Non-irritante, proprietà antibatterica, buona resistenza alla trazione, che non lasci residui, traspirazione superiore ed antistatico, resistenza agli urti, morbido, comodo.  
splatter 3.Against di materiale chimico e polvere solida.

camice 4.Usually non tessuto con l'effetto di luogo-polvere e anti-virus essere ampiamente utilizzato pubblica, l'industria medica, la pulizia dell'ambiente, fabbrica di elettronica, industria alimentare, la scuola e l'ospedale.

## LAB CAPPOTTO TABELLA DI FORMATO:

tabella di formato camice da laboratorio  
(Il formato su misura è benvenuto)

CENTIMETRO	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
ALTEZZA	100	103	107	110	112	113	120	120
CASSA LUNGHEZZA	132	135	137	140	142	147	150	158

## Specifiche di uso ospedaliero cappotto tessuto laboratorio:

**Nome:** uso ospedaliero cappotto tessuto non tessuto da laboratorio, di alta qualità medica verde Camice da laboratorio, non tessuto produttore di camice da laboratorio in Cina

**Materiale:** PP non-woven

**grammatura:** 50gsm

<b>Stile:</b>	lunghe o corte maniche; polsino elastico o maglia; risvolto / stand / rotondo / collo in maglia opzionale con / senza tasca; con bottone a pressione o chiusura in velcro
<b>Applicazione:</b>	farmaceutica, settore medicale, laboratoriale, workshop
<b>Colore:</b>	verde o facoltativo su misura
<b>MOQ</b>	5000pcs
<b>Packaging:</b>	5 o 10pcs / bag; 50 o 100pcs / CTN;
<b>Conservazione:</b>	Memorizzati in secca, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas
<b>Modalità di pagamento:</b>	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, IMPEGNO,
<b>Altri servizi:</b>	OEM e su misura per logo / marchio
<b>Certificazione:</b>	CE, ISO13485
<b>Tempo di consegna</b>	Capacity: 10,000pcs / giorno, 1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;

**Immagini di ospedale utilizzano camice da laboratorio non tessuto:**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

