

Abito monouso

L'abito monouso è realizzato in materiale protettivo di isolamento ad alte prestazioni. Ampiamente Utilizzato in laboratorio protettivo protettivo medico, asettico, isolamento protettivo, mineraria Elettronica Factory, Food Factory Azienda agricola Biohazard per zootecnia e così via.

Con processi di due tipi: cucito e incollaggio termico ad ultrasuoni.

La specifica del abito monouso

Materiale del tessuto	PP, PP / PE, SMS, SMMS, CPE
Stile	Legare / nastro magico sul collo, Polsini elastici / a maglia,
dimensione	S-5XL.
Colore	bianco blu, verde, giallo, rosa, ecc
Certificato	CE, ISO13485, FDA
MOQ.	5000 pz.
Imballaggio design	può essere come il tuo design
Imballaggio	10 pezzi / scatola, 100 PCS / CTN o come requisito
Tempi di consegna	Capacità: 10.000 pz / giorno, 1 * 40HQ può essere terminata entro 10-15 giorni
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

immagini











