

L'abito monouso è fatto da Materiale protettivo di isolamento ad alte prestazioni. Ampiamente utilizzato nella sicurezza medica Laboratorio protettivo, aseptico, isolamento protettivo, fabbrica di elettronica mineraria, Food Factory Azienda agricola Biohazard e così via.

Con processi di due tipi: cucito e incollaggio termico ad ultrasuoni.

Caratteristiche del materiale:

1. Abito di PP.

È fatto con polipropilene idrofobico materiale, senza lattice; resistente all'abrasione; bassa lanugine; con un alto livello di fluido repellenza.

Colore: bianco, verde, blu, giallo, arancione e così sopra

Peso materiale: 30-65GSM.

2. Abito PP + PE

È fatto con materiale PP + PE, senza lattice; resistente all'abrasione; completamente Fluido impermeabile e repellente alcolico.

Colore: bianco, verde, blu, giallo.

Peso materiale: 40-65GSM.

3. Abito SMS (standard e Rinforzati):

È realizzato con sms idrofobico / materiale di spunlace, senza lattice; resistente all'abrasione; Lint Lint; con un alto livello di repellenza del fluido; un Buona barriera a sangue, fluidi corporei e agenti patogeni.

Con StarnDard e rinforzato Stile. Stile chiuso con rinforzo di protezione extra sulla manica e petto che può essere completamente impermeabile fluido e repellente per alcolici.

A disposizione Colore: bianco, blu.

Peso materiale: 35-65GSM.

4. Abito microporoso

La permeabilità è forte, antistatica; Migliore permeabilità, in una varietà di solventi organici, acido e alcali Resistenza alla corrosione allo stesso tempo, con elevata resistenza all'impatto Proprietà meccaniche della tenacità, consistenza morbida, comodo non a sostegno a combustione non tossico non irritante, innocuo per la pelle.

Colore disponibile: bianco

Peso materiale: 45-65GSM.

La specifica del abito monouso

Materiale del tessuto	PP, PP / PE, SMS, SMMS, CPE
Stile	Legare / nastro magico sul collo, Polsini elastici / a maglia,
dimensione	S-5XL.
Colore	bianco blu, verde, giallo, rosa, ecc
Certificato	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	5000 pz.
Imballaggio design	può essere come il tuo design
Imballaggio	10 pezzi / scatola, 100 PCS / CTN o come requisito
Tempi di consegna	Capacità: 10.000 pz / giorno, 1 * 40HQ può essere terminata entro 10-15 giorni
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

immagine





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





