

specifiche del camici monouso con tasche:

Nome	camici monouso con tasche, Cina cappotti impianto da laboratorio per la vendita, camici rosa all'ingrosso
Materiale	PP + PE45G
Stile	con tre tasche, pulsante sulla parte anteriore, polsino in maglia e colletto
Dimensione	S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Colore	rosa o rosso, grigio, nero, Bianco, verde, blu, giallo, eccetera.
Imballaggio	sterili non: 5pcs / bag, 10 sacchetti / CTN o; Sterili: 1pcs / bag, 50pcs / CTN
progettazione di imballaggio	Tutti scatola e cartone stampa interno può essere come il vostro disegno
MOQ	5000 pezzi
Campione	Può essere fornito gratuitamente per la qualità corrente bancario entro 3 giorni
senso di pagamento	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, IMPEGNO,
Tempo di consegna	Capacità: 10.000 pezzi / giorno, 1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;
FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou / Qingdao / Shenzhen

camici monouso con tasche Caratteristiche:

1. può essere personalizzato con diverso peso di materiale e colore;
2. Può essere singola / doppia / maglia colletto, cerniera pulsante // velcro sulla parte anteriore,
3. Può essere elastico / maglia polsini / aperti; Con uno o due o tre tasche;
4. morbido, leggero, non tossico, durevole, ecologico, economico, traspirante.
5. Fluido repellente, resistente alle macchie e durevole;
6. Prevenire e isolare polvere, particelle, alcool, sangue, batteri e virus invasore.
7. evitare contaminazioni nel trattamento medico al campo igienico-sanitari.
8. Può essere usato come un cappotto visita.

Politica del campione di camici monouso con tasche:


1. Esempio totalmente basato sulle tue esigenze. Tempo di campionamento: 2-5days.

2. tempo i campioni Stock campionamento: può inviare subito.
3. Effettuare la produzione di massa dopo aver confermato i campioni.
4. Trasporto: I campioni consegnati da DHL, FEDEX, TNT, UPS, SME; il trasporto di merci alla rinfusa via mare.

I nostri vantaggi:

servizio di trasporto professionale, se necessario,
Serie pieno il sistema di servizio post-vendita.
Benvenuti tutti i requisiti OEM.
FDA, CE, certificazione ISO13485.

Immagine di camici monouso con tasche:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

