

leggero e confortevole [copriletto usa e getta per ospedale/SPA](#)

Noi siamo [produttore di copriletti usa e getta in Cina](#) .Realizzato in Materiale protettivo isolante ad alte prestazioni. Ampiamente usato in ospedale per letti di emergenza e letti chirurgici. [copriletto usa e getta](#) è utilizzato negli hotel e nei lettini da massaggio. Per prevenire la diffusione dei fluidi corporei e del contenuto di schizzi di sangue e isolare polvere, particelle, alcol, sangue, batteri e virus invasori.

Material	PP,PP/PE,SMS,SMMS
Stile	Estremità piatte ed elastiche, estremità quadrate, rotolo
Misurare	80x19020cm,90x20020cm,160x19020cm,160x20020cm,180x20020cm.....
Colore	bianco, verde, blu, giallo, rosa ecc.
Imballaggio	10 pezzi/scatola, 10 buste/ctn o 5 pezzi/borsa, 50 pezzi/borsa
Progettazione dell'imballaggio	può essere come il tuo design
MOQ	5000 pezzi
Campioni	può essere fornito gratuitamente per il controllo qualità entro 3 giorni
Tempi di consegna	Capacità: 10.000 pezzi/giorno, 1*40HQ può essere completato entro 10-15 giorni
Porta FOB	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou

Immagine





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

