

Letto monouso I fogli sono realizzati in materiale protettivo di isolamento ad alte prestazioni. Ampiamente Utilizzato in ospedale per letto di emergenza e letto chirurgico. Utilizzato anche negli hotel e Letto di massaggio Per prevenire la diffusione dei liquidi corporei e del contenuto di spruzzi di sangue e Isolare polvere, particella, alcol, sangue, batteri e virus invading.

La specifica delle lenzuola monouso

Materiale del tessuto	PP, PP / PE, SMS, SMMS
Stile	Flat, Elastici, estremità quadrate, rotolo
dimensione	80x190 + 20cm, 90x200 + 20 cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20 cm, 180x200 + 20 cm
Colore	Bianco, verde, blu, giallo, rosa ecc.
Imballaggio	10pcs / box, 10 sacchetti / ctn o 5 PC / borsa, 50 pezzi / borsa
Imballaggio design	può essere come il tuo design
MOQ:	5000 pz.
Campioni	può essere fornito gratuito per la tua qualità Controllo entro 3 giorni
Tempi di consegna	Capacità: 10.000 pz / giorno, 1 * 40HQ può essere terminata entro 10-15 giorni
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Immagini



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

100PCS MASSAGE BED COVER

180X80CM









