

## Specifiche chiave / Caratteristiche speciali:

### 1. Prodotto DIMENSIONE:

S m l xl xxl

### 2. Materiale:

PP 30-70GSM.

SMS 30-70GSM.

SF 50-70 cm.

PP + PE 30-60GSM

### 3. Materiale TRATTAMENTO:

Materiale TrattamentoResult.

Anti-acqua: sì

Anti-polvere: sì

Anti-statico: sì / no

Anti-sangue: sì / no

Anti-alcool: sì / no

### 4. Colore: bianco, blu, scuro Blu, arancione e così via

### 5. Useage:

A. Kimonobe. usato nella spa e nella sauna per comodità il corpo contro l'acqua e la polvere.

B. Kimono Can. essere usato nel massaggio per rilassare il tuo corpo.

C.kimono. Può essere utilizzato nella sala pulizia, ad esempio il GMP.

D.Kimono. può essere usato in ospedale.

### 6. Imballaggio:

10pc / bag, 100pcs / ctn

### 7. OEM. SERVIZIO:

Una lattina Stampa la band per il nostro cliente sulla borsa PE

B.CAN. Stampa la band per il nostro cliente sulla scatola di cartone

### 8. Campioni:

Campioni può essere inviato con 3 giorni dopo aver confermato.

## 9. Consegna DATA:

Può essere inviato in 15 giorni dopo aver ricevuto il depositario.

<b>nome del prodotto:</b>	Una volta usa la medicazione spa
<b>Dimensione:</b>	S: 110 * 130cm; m: 115 * 137cm, l: 120 * 140cm, xl: 125 * 145cm; xxl: 130 * 150 cm O personalizzato.
<b>Colore:</b>	Bianco, blu, rosa, giallo o personalizzato
<b>Materiale:</b>	SBPP, SMS, Spunlace
<b>Campione:</b>	Campioni gratuiti disponibili
<b>Applicazione:</b>	Utilizzato principalmente nella spa, della bellezza ospedale del salone ecc
<b>MOQ:</b>	5000 pz.
<b>Pacchetto:</b>	10pc / bag, 100pcs / ctn
<b>Pagamento:</b>	T / T, L / C
<b>Tempi di consegna:</b>	Spedizione in 20 giorni

Immagini del prodotto:









