

## Lenzuola monouso

Le lenzuola monouso sono fatte da Materiale protettivo di isolamento ad alte prestazioni. Ampiamente usato in ospedale per Letto di emergenza e letto chirurgico. Utilizzato anche negli hotel e nel letto di massaggio. Per prevenire la diffusione dei fluidi corporei e il contenuto di spruzzi di sangue e la polvere isolata , Particle, alcool, sangue, batteri e virus invading.

### La specifica delle lenzuola monouso

<b>Materiale del tessuto</b>	PP, PP / PE, SMS, SMMS
<b>Stile</b>	Flat, Elastici, estremità quadrate, rotolo
<b>dimensione</b>	80x190 + 20cm, 90x200 + 20 cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20 cm, 180x200 + 20 cm .....
<b>Colore</b>	Bianco, verde, blu, giallo, rosa ecc.
<b>Imballaggio</b>	10pcs / box, 10 sacchetti / ctn o 5 PC / borsa, 50 pezzi / borsa
<b>Imballaggio design</b>	può essere come il tuo design
<b>MOQ.</b>	5000 pz.
<b>Campioni</b>	può essere fornito gratuito per la tua qualità Controllo entro 3 giorni
<b>Tempi di consegna</b>	Capacità: 10.000 pz / giorno, 1 * 40HQ può essere terminata entro 10-15 giorni
<b>Porta FOB.</b>	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

## Immagini











