## Lenzuola monouso

Le lenzuola monouso sono fatte da Materiale protettivo di isolamento ad alte prestazioni. Ampiamente usato in ospedale per Letto di emergenza e letto chirurgico. Utilizzato anche negli hotel e nel letto di massaggio. Per prevenire la diffusione dei fluidi corporei e il contenuto di spruzzi di sangue e la polvere isolata , Particle, alcool, sangue, batteri e virus invading.

## La specifica delle lenzuola monouso

Materiale del tessuto	PP, PP / PE, SMS, SMMS
<u>Stile</u>	Flat, Elastici, estremità quadrate, rotolo
dimensione	80x190 + 20cm, 90x200 + 20 cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20 cm, 180x200 + 20 cm
Colore	Bianco, verde, blu, giallo, rosa ecc.
Imballaggio	10pcs / box, 10 sacchetti / ctn o 5 PC / borsa, 50 pezzi / borsa
lmballaggio design	può essere come il tuo design
MOQ.	5000 pz.
Campioni	può essere fornito gratuito per la tua qualità Controllo entro 3 giorni
Tempi di consegna	Capacità: 10.000 pz / giorno, 1 * 40HQ può essere terminata entro 10-15 giorni
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

## **Immagini**





















