

## Product details

### Introduzione:

camici monouso chirurgia non-sterile sono realizzati idrofobico usa e getta materiale e sono progettati principalmente per le persone come medico, paziente e lavoratori una protezione ottimale in clinica, ospedale, farmacia, ristorante, trasformazione dei prodotti alimentari, bellezza salone, ect.

### I dettagli di progettazione per le camice chirurgico monouso:

- 1) Maniche lunghe / maniche corte / maniche non
- 2) polsino elastico / maglia
- 3) Cravatte su o gancio e del collo Loop e vita
- 4) di andata e collo & amp; Scollo a V & amp; Tasche sono disponibili
- 5) strato rinforzato: come vostri requisiti
- 6) Con sterilizzati e non sterilizzati
- 7) Anche può ha stampato il vostro logo specifico
- 8) Il formato differente è disponibile

### Specificazione dei camici monouso chirurgia non sterile:

Nome	non sterili camici monouso chirurgia, abito tessuto non tessuto chirurgia per le vendite, Cina spunlace camici chirurgici
Materiale	Polipropilene, PP Tessuto non tessuto
Stile	Non sterile, di serie e lo stile rinforzato, standard ed ultrasuoni, con e senza asciugamani. Tie sul collo, cravatte in vita, polsini in maglia
Dimensione	S (110 * 130 centimetri), M (115 * 137 centimetri), L (120 * 140 cm), XL (125 * 150cm), 2XL (130 * 150cm) o altri formati su misura
grammatura	35g
Colore	blu.
imballaggio	non sterile, 10 pc / sacchetto, 50pcs / ctn o 100pcs / CTN,
contenitore di carico	20 'FCL: 680CTNS, 40'HQ: 1700CTNS
MOQ	5000 PCS
Consegna	Un contenitore 40HQ può essere finito entro 15-25days

Negozio	Conservare in luogo asciutto, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas
---------	---

**Vantaggi del prodotto:**

Il prodotto 1.This è inodore, idrofobiche, batteri-resistenti, e ha una buona ventilazione Questo rinforzato. camice chirurgico monouso è stato progettato con una grande preoccupazione per comfort e prestazioni.

2.Ties su collo e vita, assicurando che abiti rimangono saldamente in posizione per proteggere clothes ..  
3. materiale monouso è privo di lattice; resistente all'abrasione; e completamente impermeabile fluido e alcol repellente. Le funzioni principali sono fluidi resistenti e offrono economico, Protezione comodo e affidabile.

**Product display**






orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





## Our business process



## The regular shipment way



**D: 1. Are un produttore o di una società commerciale, e quando è stata la vostra azienda fondata?**

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

**D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?**

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

**D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?**

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

**D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?**

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.

## The happy time with customers

