

Tutto [Tessuto non tessuto per abito chirurgico monouso](#) sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:

- I materiali non rivestiti sono lisci e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle
- I livelli di costruzione altamente traspiranti rimangono freschi, anche durante lunghi casi
- vari stile può essere personalizzato in base ai tuoi diversi requisiti

Tessuto Materiale	Con velcro sul colletto, cravatta sui polsini a maglia a vita
Dimensioni S. ize	30-60G., c potrebbe Essere Come vostra richiesta
colore	ISO13485, FDA
MOQ:	può essere come il tuo design
Imballaggio	60.000. PC al giorno
Tempo di consegna	Laboratorio, clinica, Industria alimentare, workshop senza polvere, Ospedale

La foto di [Tessuto non tessuto per abito chirurgico monouso](#)







Ultrasonic seams
More firm and durable



Tie-On closure



Hook & Loop
closure



cover main parts with film



Elastic cuff



Knitted cuff

Multi materials for your choice



PP



SMS



Microporous

