

Tutto [Tessuto non tessuto per abito chirurgico monouso](#) sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:

- I materiali non rivestiti sono lisci e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle
- I livelli di costruzione altamente traspiranti rimangono freschi, anche durante lunghi casi
- vari stile può essere personalizzato in base ai tuoi diversi requisiti

<b><a href="#">Tessuto Materiale</a></b>	Con velcro sul colletto, cravatta sui polsini a maglia a vita
<b>Dimensioni S. ize</b>	30-60G., c potrebbe Essere Come vostra richiesta
<b>colore</b>	ISO13485, FDA
<b>MOQ:</b>	può essere come il tuo design
<b>Imballaggio</b>	60.000. PC al giorno
<b>Tempo di consegna</b>	Laboratorio, clinica, Industria alimentare, workshop senza polvere, Ospedale

La foto di [Tessuto non tessuto per abito chirurgico monouso](#)







Ultrasonic seams  
More firm and durable



Tie-On closure



Hook & Loop  
closure



cover main parts with film



Elastic cuff



Knitted cuff

Multi materials for your choice



PP



SMS



Microporous

