

Specifiche tecniche:

Articolo	non tessuto cappotto visitatore usa e getta, usa e getta bianco cappotto non tessuto da laboratorio, PP non tessuto camice da laboratorio con bottoni
Materiale	PP tessuto non tessuto
Dimensione	M: 115 * 135CM, L: 120 * 140CM, XL: 130 * 150CM
Peso	17-65 gsm
Colore	Bianco, blu, giallo, verde, rosa e così via
Stile	bracciale a maglia, collo in maglia, davanti bottoni
Caratteristiche	Impermeabile, antipolvere, anti-statica e così via
Applicazione	Ospedale, camera pulita, fabbrica e così via
Pacchetto	5 pc / sacchetto del PE, 50 sacchi / CTN o come vostro requisito
Certificato	CE / ISO13485 / FDA

Descrizione:

- 1.Light e traspirante per il corpo.
- sensibilità della mano 2.Soft e confortevole.
- 3.No stimolo alla pelle.
- 4.Providing barriere affidabili al vapore acqueo o di sangue e altri fluidi.
- 5.It può prevenire l'inquinamento e la superficie di questa vestiti, senza macchie.
- 6.Materials o altre specifiche secondo il requisito dei clienti.

Applicazione:

non PP camice monouso tessuto può essere utilizzato in ospedale, laboratori, attività all'aria aperta antivirus, elettronica produce, ogni dove hanno bisogno di protezione. Prevenire e isolare polvere, particelle, alcool, sangue, batteri e virus invasore. Inoltre può essere utilizzato come un protection.Prevent visita di attraversare l'infezione nel trattamento medico al campo igienico-sanitari. Economico e getta. Secondo lo standard igienico.

Immagini:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

