

Cappotto di laboratorio monouso

Caratteristiche del prodotto:

1. Dimensioni: S 96 * 140 * 57 cm M 100 * 144 * 57 cm L 104 * 148 * 57 XL 108 * 152 * 58
2. Con un alto livello di repellenza del fluido.
3. Made da SMS idrofobici, PP, PP + PE. CPE, materiale microporoso, senza lattice; resistente all'abrasione; Lancia bassa; fluido completamente impermeabile.
5. Progettato per una protezione ottimale, un uso confortevole.
6. Bianco, blu, verde, giallo, rosso può essere disponibile. Indicazioni I cappotti di laboratorio dentali monouso sono ampiamente utilizzati in abiti protettivi di sicurezza medica, abiti da laboratori asettici, isolamento protettivo, fabbrica di elettronica mineraria, agricoltura alimentare agricoltura biologico e così via.

I nostri vantaggi:

Direttamente produttore, mani di laboratorio dentali monouso, qualsiasi colore.

- 2, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS, Microporoso,
3. Capacità: 10.000 pz / giorno, 1 * 40HQ può essere terminata entro 10-15 giorni;
4. BARRIERA BARRIERA AL DESIGN BIGLIAMENTO FLUIDO E RUASSIBILE, OEM, servizio in 24 ore.

Specifiche di prodotto:

Numero di codice	Oh-4000.
Colore	Bianco, altri come blu, blu scuro ecc.
Materiali	SMS non tessuto 35GSM, portata di peso da 30 a 60 GSM È realizzato in tessuto non tessuto in polipropilene di polipropilene + tessuto non tessuto soffiato di fusione + tessuto antipasto in polipropilene, tessuto non tessuto, senza lattice, resistente all'abrasione, bassa lanugine, con un alto livello di repellenza fluido, una buona barriera a sangue, fluidi corporei e agenti patogeni.
Stile	Polsino e collo a maglia, anteriore con bottoni 4pcs, 2 tasche
Dimensione	S, m, l, xl, 2xl, 3xl, 4xl, 5xl (dettagli, puoi controllare sotto)
Imballaggio	5pcs / bag, 50pcs / ctn, 10pcs / bag, 10Bags / CTN, come richiesto
Il nostro standard	CE, ISO13485, FDA


Stile cappotto da laboratorio per il vostro riferimento

Aperto anteriore: con pulsanti, con cerniera, con nastro magico,

Cuff: con polsi aperti, con polsi elastici, con polsini a maglia,

Collar: con colletto singolo, con doppio colletto, con colletto a maglia,

Ulteriori: con tasche, senza / no tasche



Il nostro normale imballaggio:

1. PC / borsa, 50pcs / CTN, come le tue richieste
2. Non sterile (disponibile sterile)
3. Dimensione del cartone: 30 * 28 * 38 cm, 0,0475cbm come vostre esigenze
4. Se si acquista 1x20gp, può caricare 861ctns, la quantità sarà 43050pcs

Se si acquista 1x40HQ, può caricare 21140CLS, la quantità sarà 105700PCS

FAQ

1. Sei un produttore o una società di trading? Quando è stata fondata la tua azienda?

Sì, siamo direttamente produttori, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003.

2. Qual è il fatturato annuale per la tua azienda?

Negli anni passati, era intorno a 12 milioni di USD18 milioni, è ancora nella crescita.

3. Qual è il numero di dipendenti nella tua azienda?

La nostra fabbrica è di circa 380-400 lavoratori qualificati, 10 QC professionali per il controllo della qualità durante ogni processo e 10 vendite di int'l professionali con 3-8 anni di esperienza nel dipartimento commerciale Int'l.

4. Qual è la percentuale della distribuzione dei tuoi prodotti per locale ed esportazione?

Attualmente, il 90% per l'esportazione, il 10% per il locale.

5. Quali sono i principali paesi in cui si esporta?

Germania, Svizzera, Austria, Italia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Arabia Saudita, Cile, Messico, Perù, Brasile, Corea, Giappone, Thailandia e così via.

6. Potresti fornirci una panoramica della gamma dei prodotti che si producono specificamente?

La nostra fabbrica produce principalmente tutti i tipi di maschere viso monouso, tappi, rivestimenti, abiti chirurgici, cappotti da laboratorio, lenzuola, maniche a braccio, coperture per scarpe, tende chirurgiche, poncho pioggia, grembiuli e così via.

7. Quante linee di produzione ci sono per la tua principale gamma dei prodotti?

2 linee di produzione per tessuto PP, SMS, materiale PP / PE. 2 workshop senza polvere per prodotti sterili chirurgici 5 macchine tappi automatici e 5 macchine automatiche per scarpe. 10 macchine per maschera per la faccia automatica.

8. Qual è la tua capacità di produzione per la tua portata principale del prodotto?

Capacità della maschera del viso: 1000.000 pezzi / giorno. Turiata, abiti chirurgici, cappotto da laboratorio, capacità del lenzuolo: 10.000 pezzi / giorno. Caps Capacità: 200.000 pezzi / giorno. Ogni 1 * 40HQ può essere terminato entro 7-10 giorni.

9. La tua azienda ha qualsiasi sistema di gestione della qualità come il certificato ISO, IT o CE?

Sì, abbiamo il report CE, ISO13485, FDA, REACH, SGS e Nelson.

10. Posso ottenere i campioni gratuiti per il controllo della qualità? Quanto tempo posso averlo?

Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.

11. Possiamo stampare il nostro logo nei prodotti o nell'imballaggio?

Sì, tutti i prodotti possono essere personalizzati e tutti i pacchetti possono essere stampati come opere d'arte.

12. Qual è la data di scadenza dei tuoi prodotti?

Circa 3-5 anni.

13. Quali sono i tuoi normali termini di pagamento?

Per il primo ordine, 30% T / T in anticipo, il 70% sarà pagato prima del caricamento o del L / C. Possiamo discuterne ulteriormente dopo una collaborazione di volte.

14. Qual è il tuo MOQ di ciascun prodotto?

Maschera per il viso / tappi / coperchi da scarpa / a braccio a maniche lunghe Ogni MOQ: 50.000 pezzi. Vestiti e lenzuola MOQ: 5000 pezzi.

15. Come risolvi problemi di qualità se qualcuno?

La nostra fabbrica pagherà la massima attenzione a qualsiasi problema di qualità. Indagare profondamente la causa principale dei problemi e troveremo la soluzione migliore per evitare problemi futuri. Nel frattempo, corrisponderemo il risarcimento per i nostri clienti.







<https://www.china-disposable.com/products/disposable-nonwoven-lab-coat.html#.ypqsuegzauk>.