

## Introduzione del tappo clip di tessuto non tessuto di colore rosso:

Colore rosso cap clip di tessuto non tessuto, tappi macchia chirurgici elastici sono realizzati in materiale polipropilene,

fatta da automatica alta temperatura saldatura termica tecnologia, può essere diviso in singola elastic e stili doppie elastiche.

## Vantaggi del prodotto:

1. Buona protettiva, peso leggero, lattice.
2. Usa termosaldatura ad alta temperatura tecnologia, comodo da indossare.
3. Tutti i colori possono essere disponibili.
4. Uso dei materiali eco-friendly, nessun danno al corpo umano e l'ambiente naturale.

## L'applicazione di tappi scrub chirurgico elastiche:

Ampiamente usato in fabbrica, ristorante, e l'officina senza polvere.

## Specifiche tecniche:

Materiale	polipropilene, tessuto non tessuto pp
Peso	10g PP
Stile	Elastic (lattice), unico stile elastico
Dimensione	19 "
Colore	rosso, rosa, blu, bianco, verde, giallo, arancione, viola, (tutti i colori possono essere disponibili)
Imballaggio	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN
progettazione di imballaggio	Tutti scatola e cartone stampa interno può essere come il vostro disegno
formato della scatola	58x25x27cm
applicazioni	Ospedale il personale medico clinici e pazienti. privo di polvere laboratorio , laboratorio, industria alimentare, elettronica produce e così via
MOQ	100.000 PCS

## Informazioni dell'imballaggio:

100 pc / sacchetto, 20 sacchetti / CTN, formato della scatola: 58x25x27cm

1 \* 20 container può caricare 715ctns, 1430,000pcs totali.

1 \* 40 contenitore può caricare 1737ctns, 3474,000pcs totali.

## Foto di cap-non-tessuto chirurgica:



