

## Introduzione del tappo mob non tessuto:

tappo di colore rosso non tessuto mob sono realizzati in PP materiale non tessuto, cucito e lo stile automatico, compresi i cappucci, tappi sbuffo di clip, tappi medico, ect.,Ampiamente usato in fabbrica, ristorante, e l'officina senza polvere.

## Vantaggi del prodotto:

1. Buona protettiva, peso leggero, lattice.
2. Utilizzare la tecnologia di cucito, uso comodo.
3. Tutti i colori possono essere disponibili.
4. Utilizzare materiale di Eco friendly.

## Specifiche tecniche:

Materiale	non tessuto PP
Peso	10-30g PP
Stile	Elastic (lattice), singolo e doppio stile elastico
Dimensione	18 ", 19 ", 21 ", 24 ", 28 "
Colore	Rosa, blu, bianco, verde, giallo, arancione, viola, rosso (tutti i colori può essere disponibile)
Imballaggio	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN
progettazione di imballaggio	Tutti scatola e cartone stampa interno può essere come il vostro disegno
formato della scatola	58x25x27cm
applicazioni	Ospedale il personale medico clinici e pazienti. privo di polvere laboratorio , laboratorio, industria alimentare, elettronica produce e così via
MOQ	100.000 PCS

## Imballaggio:

100 pc / sacchetto, 20 sacchetti / CTN, formato della scatola: 58x25x27cm

1 \* 20 container può caricare 715ctns, 1430,000pcs totali.

1 \* 40 contenitore può caricare 1737ctns, 3474,000pcs totali.

## Immagini di tappi non tessuto mop:



